

試験材料の重量目安

(1セットあたりの重量)

		ティグ				ミグ			
		裏当て金なし		裏当て金なし (上向姿勢用)		裏当て金なし		裏当て金あり	
薄板	TN-1	5組(10枚)	1520 g	—		MN-1	5組(10枚) 2030 g	MA-1	5組(10枚+5本) 2540 g
中板	TN-2	5組(10枚)	3920 g	TN-20	5組(10枚) 3940 g	MN-2	5組(10枚) 5260 g	MA-2	5組(10枚+5本) 6650 g
厚板	TN-3	5組(10枚)	9320 g	TN-30	5組(10枚) 9460 g	MN-3	5組(10枚) 12620 g	MA-3	5組(10枚+5本) 14090 g
薄肉管	TN-1P	5組(10本)	6440 g	—		—		—	
中肉管	TN-2P	2組(4本)	9944 g	—		MN-2P	2組(4本) 9944 g	—	

※計算式による算出のため、実際の重量と異なる場合があります。